

EMS-Vac® - Adaption Flügel XXL

aus der Serie Mefina EMS-Vac - Vakuumprodukte

Fahrtragen-Systeme

Tragestühle/-sessel

Transport-Inkubatoren

Mobile Intensivsysteme

Notfallmedizin-Produkte

Früh-Defibrillation

Rettingsprodukte


Rollboards/Transferhilfen

Simulationssysteme

Auftragsentwicklung

Notfall-Management

Medizinische Seminare



innovativ. neu. effizient.

Mefina EMS-Vac® – ein neuer Stand der Technik


innovativ. neu. effizient.

Das Problem

Die Menschen werden zunehmend voluminöser. Wie können breite Patienten fachgerecht immobilisiert werden?

Die Lösung


für den Rettungsdienst: **Die ergänzbaren XXL-Adaptionsflügel**



Mefina EMS-Vac® mit XXL-Adaptionsflügeln

Damit komplettieren Sie Ihre Vakuumprodukte um einen wichtigen Baustein – in diesem Fall mit den Adaptionsflügeln.

Diese Adaption erweitert die Vakuummatratze von ca. 110 cm auf eine Breite von ca. 160 cm.



Zum Anheben/Tragen des Patienten legen Sie einfach zuvor unser **Trage-/ Rettungstuch Profi XL** darunter. Mit umlaufend 16 stabilen Griffen und 400 kg zulässigem Patientengewicht eine optimale Lösung zum Anheben.

Mit dieser Lösung ist jeder RTW in Minuten gerüstet, auch XL/XXL-Patienten fachgerecht zu lagern und vor allem auch entsprechend suffizient zu immobilisieren.

Artikel & Zubehör

Artikel-Nr.	Artikel
17510	XXL-Adaptionsflügel, Set rechts und links
12013	Rettungstuch Profi XL in blau bis 400 kg mit 16 Griffen
15909	QR-Code mit Online-Ident-System zur Eigentümerkennzeichnung
16169	Ventilaufsatz EMS-Vac für Absaugsysteme mit Fingertip

Diese Neuentwicklung steht unter unserem Leitsatz:

MEFINA MEDICAL – EFFIZIENTE LÖSUNGEN FÜR MEHR FORTSCHRITT UND SICHERHEIT[®]

Wir freuen uns, wenn Sie künftig unsere Entwicklung einsetzen, hierdurch Innovationen unterstützen und die Mehrwerte dem Anwender-Team sowie Ihren Patienten zur Verfügung stellen.

Für ergänzende Informationen und eine Produktvorstellung sind wir für Sie da.

Weiterhin erhältlich aus dieser Produktlinie sind

- Vakuummatratzen
- Vakuumschienen



Hersteller gemäß MDR: Kohlbrat & Bunz GmbH, A-5550 Radstadt. Vertrieb exklusiv über Mefina Medical. Die Produkte dieses Flyers tragen die CE-Kennzeichnung gemäß der Verordnung (EU) 2017/745. Alle Informationen richten sich nur an Fachkreise gemäß Heilmittelwerbegesetz (HWG). Unser Angebot und alle Informationen richten sich ausdrücklich nicht an Laien/Patienten. Die im Prospekt gezeigten Abbildungen können vom Produkt abweichen. Sortimentsänderungen sind vorbehalten. In diesem Prospekt sind Markennamen genannt, welche in mehreren Ländern eingetragene Marken der jeweiligen Firmen/Institutionen sind. Mefina Medical ist als Marke ebenfalls geschützt.

Weitere Produktgruppen aus unserem Haus:

- Lagerungshilfen
- (Spezial-) Auflagen
- Trage-/Rettungstücher
- Trainingsprodukte
- Simulationssysteme
- Transportinkubatoren
- Mobile Intensivsysteme
- Klinische Spezialprodukte

Gerne beraten wir Sie weiterführend zu allen Produkten und Lösungen.

Deutschland

Mefina Medical GmbH & Co. KG

Falkenberger Weg 42
D-40699 Erkrath
Telefon: +49 (0)21 04 / 833 80-0
E-Mail: info@mefina-medical.de
Internet: mefina-medical.de

Österreich

Mefina Medical GmbH & Co. KG

Betriebsstätte Wien
Tuchlauben 7a
A-1010 Wien
Telefon: +43 (0)1 / 3 48 77 44-0
E-Mail: info@mefina-medical.at
Internet: mefina-medical.at

