

Auflagenmatratze Profi Plus

innovativ. flexibel. langlebig.

Fahrtragen-Systeme

Tragestühle/-sessel

Transport-Inkubatoren

Mobile Intensivsysteme

Notfallmedizin-Produkte

Früh-Defibrillation

Rettingsprodukte

Rollboards/Transferhilfen

Simulationssysteme

Auftragsentwicklung

Notfall-Management

Medizinische Seminare



Auflagenmatratze Profi Plus für Stryker M1 und Power Pro

Die **Tragen** sind für immer höhere Gewichtsbelastungen ausgelegt, da die Patienten durchschnittlich immer schwerer werden. Dieser Entwicklung folgt unser Produkt Profi Plus: Suffizienter Liegekomfort auch über 120 kg. Das Modell Profi Plus ist die nächste Generation der Auflagenmatratzen in puncto Material, Hygiene, Robustheit und Komfort für die Patienten.

Infektionsprävention

- sekret- und flüssigkeitsdichtes Material
- glatte Materialien zur leichten Reinigung
- geeignet zur Reinigung unter fließendem Wasser

Liegekomfort

- deutlich verbesserter Liegekomfort, kein Durchliegen auf harten Teilen der Trage
- hochwertiger Marken-Schaumkern
- keine Faltenbildung durch eine direkt aufliegende Außenschicht auf dem Schaumkern
- suffiziente Lagerung auch für Patienten über 120 kg (belastbar bis 320 kg)

Robust, stabil und langlebig

- ohne Reißverschluss (alles verschweißt)
- besonders strapazierfähiges Material
- 3 Jahre Garantie


Formangepasst an die Stryker Trage

- alle Knickstellen sind berücksichtigt
- Gurtdurchführungen für Schultergurte
- genau angepasst an die Maße der Trage

Bestes Preis-/Leistungsverhältnis

Produktempfehlung

Als Zubehör zur stabilen Kopflagerung empfehlen wir optional das **Muldenkissen Profi**, Artikel-Nr.: **11990**



Der hochwertige Spezial-Schaumstoff passt sich perfekt der Patientenanatomie an.

Schultergurte müssen nicht mehr umständlich „eingefädelt“ werden.

Keine Faltenbildung durch direkte Verbindung der Oberfläche zum Schaumkern

Auflagenmatratze Profi Plus
Farbe schwarz, **Art.-Nr.: 12006**

In diesem Prospekt sind Markennamen genannt, welche in mehreren Ländern eingetragene Marken der jeweiligen Firmen/Institutionen sind. Mefina Medical ist als Marke ebenfalls geschützt. Die im Prospekt gezeigten Abbildungen können vom Produkt abweichen.

Deutschland

Mefina Medical GmbH & Co. KG
Falkenberger Weg 42
D-40699 Erkrath
Telefon: +49 (0) 21 04 / 8 33 80 - 0
E-Mail: info@mefina-medical.de
Internet: mefina-medical.de

Österreich

Mefina Medical GmbH & Co. KG
Zweigniederlassung Linz
Industriezeile 47a
A-4020 Linz
Telefon: +43 (0) 7 32 / 93 16 40
E-Mail: info@mefina-medical.at
Internet: mefina-medical.at



Gerne beraten wir Sie zu dieser Produktlinie weiterführend. Testen Sie das innovative Produkt kostenfrei für 3 Wochen. **Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.**