

# Treppensteiger CR23

innovativ. ergonomisch. clever.

Fahrtragen-Systeme

**Tragestühle/-sessel**

Transport-Inkubatoren

Mobile Intensivsysteme

Notfallmedizin-Produkte

Früh-Defibrillation

Rettungsprodukte

Rollboards/Transferhilfen

Simulationssysteme

Auftragsentwicklung

Notfall-Management

Medizinische Seminare



**Zur Erfüllung der  
Lastenhandhabungs-  
verordnung**

## Treppensteiger CR23

Häufig erschweren Treppen den Einsatz, und Patienten müssen durch zwei Personen über eine oder mehrere Etagen getragen werden. Ein sicherer Transport durch nur einen Helfer ist so nicht möglich. Zudem stellt das Tragen an sich eine extrem hohe körperliche Belastung des Personals dar.

Eine Lösung für dieses Problem bietet der Treppensteiger **CR23** mit klappbarem, integrierten Sitz. Mit nur wenigen Handgriffen lässt sich das Gerät zusammenklappen und ist dank seiner kompakten Maße gut z. B. in Rettungsfahrzeugen zu verstauen.

Eine spezielle Ladebuchse am Treppensteiger ermöglicht u. a. auch das direkte Laden im Fahrzeug während der Fahrt, sofern dafür in diesem eine vorgesehene Ladetechnikkomponente installiert ist.

Mit einer maximalen Traglast von 230 kg können auch übergewichtige Personen problemlos transportiert werden.

Das Gerät kann auf fast allen Treppen eingesetzt werden. Treppenbeläge werden durch den Einsatz nicht beschädigt.



### Alle Vorteile auf einen Blick

- ComfortStep – für ein angenehmes Fahrgefühl
- gute Wendigkeit auch bei sehr engen Treppen
- erschütterungsarmer Steigvorgang
- maximales Personengewicht 230 kg
- durch Einklappen gut verstaubar
- robuste und stabile Qualität
- Haltesysteme auf EN1789 geprüft
- „Made in Germany“

Gerne beraten wir Sie zu dieser Produktlinie weiterführend. **Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.**

**Treppensteiger CR23**  
Art.-Nr.: 14066

technische Daten	CR23
zulässiges Gesamtgewicht	268 kg
maximales Personengewicht	230 kg
Steiggeschwindigkeit* (kontinuierlich regelbar)	7 – 19 Stufen pro Minute
Reichweite mit einer Akku-Ladung*	ca. 20 Stockwerke (entspricht 300 Stufen)
maximale Treppenstufenhöhe (erweitert)	210 mm (225 mm)
Breite	496 mm
Tiefe (bei eingeklappter Fußstütze)	1044 mm (864 mm)
minimale Höhe maximale Höhe	1150 mm 1650 mm
Akku	2 x 12 V / 5 Ah
Gleichstrommotor	24 V / 275 W
Gewicht Steigereinheit	33,5 kg
Gewicht Akku-Pack	4,2 kg
Gesamtgewicht	37,7 kg

\* Bei aktiviertem ComfortStep verringert sich die Steiggeschwindigkeit sowie die Reichweite.  
Technische Änderungen dienen dem Fortschritt und bleiben vorbehalten.

In diesem Prospekt sind Markennamen genannt, welche in mehreren Ländern eingetragene Marken der jeweiligen Firmen/Institutionen sind. Mefina Medical ist als Marke ebenfalls geschützt. Die im Prospekt gezeigten Abbildungen können vom Produkt abweichen.

### Deutschland

**Mefina Medical GmbH & Co. KG**  
Falkenberger Weg 42  
D-40699 Erkrath  
Telefon: +49 (0) 21 04 / 8 33 80 - 0  
E-Mail: info@mefina-medical.de  
Internet: mefina-medical.de

### Österreich

**Mefina Medical GmbH & Co. KG**  
Zweigniederlassung Linz  
Industriezeile 47a  
A-4020 Linz  
Telefon: +43 (0) 7 32 / 93 16 40  
E-Mail: info@mefina-medical.at  
Internet: mefina-medical.at

