

Mefina-Halterungen für Space® Geräte

innovativ. robust. flexibel.


mefina medical[®]
Medizinische Produkte & Dienstleistungen

Fahrtragen-Systeme

Tragestühle/-sessel

Transport-Inkubatoren

Mobile Intensivsysteme

Notfallmedizin-Produkte

Früh-Defibrillation

Rettungsprodukte


Rollboards/Transferhilfen

Simulationssysteme

Auftragsentwicklung

Notfall-Management

Medizinische Seminare



Mefina-Halterungen für Space® Geräte

innovativ. robust. flexibel.

Geräteschutz und Flexibilität im Einsatz


Die Halterungen sind äußerst robust und bieten optimalen Schutz für die Space-Geräte. Dabei ist die Oberfläche leicht zu reinigen.

Unser Konzept lässt eine Wand- und Standmontage, die Befestigung an einem Stativ oder an einer Normschiene zu. Darüber hinaus verfügt jede der Halterungen über einen stabilen Edelstahlhandgriff an der Oberseite.

Zusätzlich können die Halterungen optional mit einem Anprallschutz für den Spritzenantrieb ausgestattet werden, der für zusätzliche Sicherheit sorgt.


Die Halterungsserie wurde gemäß **DIN EN 1789** dynamisch geprüft.

Wir bieten verschiedene Halterungen, um ein, zwei oder drei Space-Geräte aufnehmen können. Alle Mefina-Space-Halterungen werden auch wahlweise als Ladehalterung mit einer direkten Anschlussmöglichkeit für 12 Volt oder 230 Volt angeboten.



Stromanschluss
für 230 V oder 12 V

Vielseitige Montagemöglichkeiten,
z. B. am Stativ einer Trage,
gemäß EN 1789



2er-Ladehalterung mit integrierter
Ladefunktion für zwei Space-Geräte
(Beispielfoto)




Der Schutzbügel

Um den Spritzenantrieb des Perfusors zusätzlich vor Beschädigungen zu schützen, wurde ein Schutzbügel entwickelt. Dieser kann optional bestellt oder auch nachgerüstet werden und an allen Space-Halterungen von Mefina Medical Anwendung finden.

Bei Mehrfachhalterungen wird pro Perfusor je ein Schutzbügel benötigt.

Der Schutzbügel kann direkt an der rechten Seite der Gerätehalterung montiert werden.



Ausführung	1er-Halterung	1er-Ladehalterung	2er-Halterung	2er-Ladehalterung	3er-Halterung	3er-Ladehalterung
Wand- oder Standmontage	11971	13384	11089	13453	11092	14861
mit Klaue(n) für Stativmontage	11980	13958	11091	13660	11094	14863
mit Klaue(n) für Normschienenmontage	11979	13642	11090	14615	11093	14864
zusätzlicher Schutzbügel	11285	11285	2 x 11285	2 x 11285	3 x 11285	3 x 11285

Die Space-Halterung light – das Leichtgewicht

Diese Version ist nur ca. 400g schwer. Die Aluminium-Bauweise und die nach unten offene Konstruktion ermöglichen eine Gewichtersparnis. Der Schutzbügel für den Spritzenantrieb kann ebenso wie ein integrierter Ladestecker optional ergänzt werden.



Sehr leicht und trotzdem robust – die Neuentwicklung der Space-Halterung light


Ausführung	Space-Halterung Light
mit Klaue für Stativmontage	14624
mit Klaue für Normschienenmontage	14492
zusätzlicher Schutzbügel	11285
12V-Anschlusskabel	10306
230V-Netz kabel	10371
Einschub-Fixierung für Ladestecker	14493

Wir beraten Sie gerne

Gerne berät Sie unser flächendeckender Außendienst, der in Deutschland und Österreich vor Ort für Sie da ist. Oder Sie treten mit uns direkt über unsere Hauptniederlassung in Erkrath (bei Düsseldorf) in Kontakt.

Das Team von Mefina Medical freut sich auf Sie.

In diesem Prospekt sind Markennamen genannt, welche in mehreren Ländern eingetragene Marken der jeweiligen Firmen/Institutionen sind. Mefina Medical ist als Marke ebenfalls geschützt. Die im Prospekt gezeigten Abbildungen können vom Produkt abweichen.



Weitere Produktgruppen aus unserem Haus:

- Lagerungshilfen
- (Spezial-) Auflagen
- Trage-/Rettungstücher
- Trainingsprodukte
- Simulationssysteme
- Transportinkubatoren
- Mobile Intensivsysteme
- Klinische Spezialprodukte

Deutschland

Mefina Medical GmbH & Co. KG
Falkenberger Weg 42
D-40699 Erkrath
Telefon: +49 (0) 21 04 / 8 33 80 - 0
E-Mail: info@mefina-medical.de
Internet: mefina-medical.de

Österreich

Mefina Medical GmbH & Co. KG
Zweigniederlassung Linz
Industriezeile 47a
A-4020 Linz
Telefon: +43 (0) 7 32 / 93 16 40
E-Mail: info@mefina-medical.at
Internet: mefina-medical.at

