

Effiziente Lösungen für die
mobile Notfallmedizin.

Fahrtragen-Systeme
Tragestühle/-sessel
Transport-Inkubatoren
Mobile Intensivsysteme
Notfallmedizin-Produkte
Früh-Defibrillation
Rettingsprodukte
Rollboards
Simulationssysteme
Auftragsentwicklung
Notfall-Management
Medizinische Seminare

**Das Original:
Muldenkissen Profi**

**Muldenkissen Profi
gemäß EN 1865**



5 Sterne = 5 gewichtige Gründe, jetzt auf dieses Produkt zu wechseln.

★★★★★ Muldenkissen Profi

Das erste Muldenkissen **ohne** Nähte, welches konstruiert wurde nach umfassender Marktbefragung bei Feuerwehren und Rettungsdiensten sowie gemäß den Empfehlungen der KRINKO* (10/2012) beim RKI.

Eine Generation weiter bei den Themen Material, Hygiene, Robustheit und Komfort für die Patienten.



★ Infektionsprävention

- sekret- u. flüssigkeitsdichtes Material
- geeignet für eine Reinigung unter Wasser
- leicht zu reinigen bei der Wischdesinfektion

★ innovative Formgebung**

- deutlich verbesserter Liegekomfort
- Mulde für den Hinterkopf des Patienten
- freie Fläche vorne ermöglicht Seitenlagerung

★ robust, stabil und langlebig

- die größte Schwachstelle ist beseitigt: das erste Muldenkissen **ohne** Nähte
- **mit 3 Jahren erweiterter Garantie*****

★ flexibler Einsatz

- an Kopfteilverlängerungen (z. B. Stryker)
 - mittels Klett direkt auf der Matratze
 - über Druckknopf auf der Matratze
 - als Muldenkissen ohne Fixierung
- Details siehe Tabelle unten -

★ bestes Preis-/Leistungsverhältnis

- optional:
Kopf-Fixierung für beatmete Patienten
- optional:
ab 30 Stück auch in vielen anderen Farben

Testen Sie das innovative Produkt
kostenfrei für 3 Wochen.

Hauptartikel	Artikel Nr.
Muldenkissen Profi, Farbe schwarz	11990
Zubehör	Artikel Nr.
Flausch-Formteile für Stryker Kopfteilverl.	11996
Kopf-Fixiergurt für z.B. beatmete Patienten	11991
Adapter für Stryker Kopfteilverlängerungen	11992
Adapter für Auflagenmatratzen Typ Bayern	11993

* KRINKO = Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert Koch Institut
 ** von Mefina entwickelte und in den Markt eingeführte Formgebung, zur Verbesserung des Liegekomforts
 *** mit Garantieverlängerung auf 3 Jahre (außer auf das Zubehör)

Alle innerhalb des Datenblattes genannten und durch Dritte geschützten Marken-/Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Mefina Medical ist als Marke ebenfalls eingetragen und geschützt.

Gerne beraten wir Sie zu diesem Produkt weiterführend. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
 Ihr Ansprechpartner: Marcel Böker oder Ihr zuständiger Fachberater des Außendienstes.

Mefina Medical GmbH & Co. KG

Falkenberger Weg 42
 D-40699 Erkrath

Telefon: + 49 (0) 21 04 - 8 33 80 - 0
 Telefax: + 49 (0) 21 04 - 8 33 80 - 20

E-Mail: info@mefina-medical.de
 Internet: www.mefina-medical.de