

Multi-Gerätehalter RD

stabil. variabel. vielseitig.

Fahrtragen-Systeme

Tragestühle/-sessel

Transport-Inkubatoren

Mobile Intensivsysteme

Notfallmedizin-Produkte

Früh-Defibrillation

Rettungsprodukte

Rollboards/Transferhilfen

Simulationssysteme

Auftragsentwicklung

Notfall-Management

Medizinische Seminare



Multi-Gerätehalter RD

Der **Multi-Gerätehalter RD** löst die Transportprobleme von Heimbeatmungsgeräten oder anderen Kleingeräten, welche temporär im KTW oder RTW mitgeführt werden müssen. Optional stellt ein Spannungswandler in einem eigenen Transporthalter die Stromversorgung sicher.

Mit einem Eigengewicht von 2,3 kg* kann die Halterung an waagerechten Normschiene an der Bordwand montiert werden. Des Weiteren ist er einfach zu bedienen und leicht zu reinigen.

Für maximale Sicherheit sind der **Multi-Gerätehalter** und der Halter des Spannungswandlers erfolgreich dynamisch geprüft mit 15 G und entsprechen somit den Prüfvorgaben der DIN EN 1789.

Der Spannungswandler kann mit seinem Halter an einer Normschiene der Bordwand oder in einer Airline-Schiene auf dem Fahrzeugboden fixiert werden. Er gewährleistet somit für alle Fahrzeuge, die keine 230-V-Versorgung verbaut haben, einen optimalen Einsatz der mitgeführten Geräte.

Der **Multi-Gerätehalter** ist für Geräte mit folgenden Maßen geeignet:

- Tiefe: 12 bis 27 cm
- Höhe: 5 bis 30 cm
- Breite: 12 bis 35 cm
- Gewicht: max. 7,3 kg

Hauptartikel	Artikel Nr.
Multi-Gerätehalter RD	12315

Zubehör	Artikel Nr.
Spannungswandler auf Halteplatte (1,9 kg)	12753
Tasche für Multi-Gerätehalter RD	12639
Tasche für Spannungswandler	12815

* Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Aufbauhersteller
 ** Ausgenommen sind Gurte und normaler Verschleiß
 *** Normschiene müssen mit der zulässigen Belastung gemäß DIN EN 1789 gekennzeichnet sein



Alle Vorteile auf einen Blick

- maximale Sicherheit
 - geprüft nach DIN EN 1789 mit 15 G
 - adäquate Ladungssicherung gemäß § 22 StVO und § 31 StVZO
- flexible Adaption an Normschiene
- optionaler Spannungswandler zur Sicherung der Stromversorgung
- robust, stabil und langlebig
- kleines Packmaß (klappbar):
 - B x H x T** ca. 28,5 x 28,4 x 34,4 cm
 - gefaltet B x H x T:** ca. 28,5 x 11,4 x 34,4 cm
- 3 Jahre erweiterte Garantie***

Gerne beraten wir Sie zu diesem Produkt weiterführend.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Die im Prospekt gezeigten Abbildungen können vom Produkt abweichen.

Deutschland

Mefina Medical GmbH & Co. KG
 Falkenberger Weg 42
 D-40699 Erkrath
 Telefon: +49 (0) 21 04 / 833 80-0
 E-Mail: info@mefina-medical.de
 Internet: mefina-medical.de

Österreich

Mefina Medical GmbH & Co. KG
 Betriebsstätte Wien
 Tuchlauben 7a
 A-1010 Wien
 Telefon: +43 (0) 1 / 3 48 77 44-0
 E-Mail: info@mefina-medical.at
 Internet: mefina-medical.at

