

Masimo® Rad-67 und Einsatztasche geschützt. sofort. einsatzbereit.

Fahrtragen-Systeme

Tragestühle/-sessel

Transport-Inkubatoren

Mobile Intensivsysteme

Notfallmedizin-Produkte

Früh-Defibrillation

Rettungsprodukte

Rollboards/Transferhilfen

Simulationsysteme

Auftragsentwicklung

Notfall-Management

Medizinische Seminare



Masimo[®] Rad-67 und Einsatztasche

Das Masimo[®] Rad-67 Diagnosegerät ermöglicht eine nicht invasive Messung der Sauerstoffsättigung (SpO₂), des Gesamthämoglobins (SpHb), der Pulsfrequenz (PR) und des Perfusionsindex (PI).

Optional können die Parameter Carboxyhämoglobin (SpCO) und Methämoglobin (SpMet) freigeschaltet werden. Hierfür wird dann der Sensor Super-DCI benötigt.

Neben der Gebrauchsanweisung liegen dem Gerät ein 230-V-Ladekabel und ein Anschlusskabel Rainbow M20-01 bei.

Das Rad-67 mit seinem schlanken und modernen Design verfügt über ein helles LCD-Farbdisplay mit Touchscreen zur einfachen und schnellen Navigation.

Die Betriebszeit des Akkus beträgt bis zu 6 Stunden. Das Gerät ist ca. 375 Gramm leicht.

Passend zum Rad-67 bieten wir eine Tasche aus einem festen Planmaterial an. Diese verfügt über eine Aussparung für den Sensor, sodass das Gerät während der Anwendung in der Tasche verbleibt und dabei optimal geschützt ist.

Die Tasche wird mit einem Trage- bzw. Umhängegurt geliefert. Zur Kennzeichnung befindet sich ein Sichtfenster für ihre (Kontakt-)Daten an der Vorderseite.

Maße der Tasche: B x H x T: ca. 18 x 36 x 6 cm

Alle Vorteile auf einen Blick

- SpO₂, SpHb, PR und PI
- SpCO und SpMet (optional)
- helles LCD-Farbdisplay
- intuitiver Touchscreen
- Akku – bis zu 6 Stunden Nutzungsdauer
- Schutztasche (robust, leicht abwischbar)
- Tasche mit Sichtfenster zur Kennzeichnung
- Trage-/Umhängegurt zur Tasche

Gerne beraten wir Sie zu diesem Produkt weiterführend.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Einsatztasche
Artikel-Nr.: 14966



Rad-67
Artikel-Nr.: 13977

In diesem Prospekt sind Markennamen genannt, welche in mehreren Ländern eingetragene Marken der jeweiligen Firmen/Institutionen sind. Mefina Medical ist als Marke ebenfalls geschützt. Die im Prospekt gezeigten Abbildungen können vom Produkt abweichen.

Deutschland

Mefina Medical GmbH & Co. KG
Falkenberger Weg 42
D-40699 Erkrath
Telefon: +49 (0) 21 04 / 8 33 80 - 0
E-Mail: info@mefina-medical.de
Internet: mefina-medical.de

Österreich

Mefina Medical GmbH & Co. KG
Betriebsstätte Wien
Tuchlauben 7a
A-1010 Wien
Telefon: +43 (0) 1 / 3 48 77 44 - 0
E-Mail: info@mefina-medical.at
Internet: mefina-medical.at

