

Treppensteiger s-max D1604

innovativ. ergonomisch. clever.


mefina medical[®]
Medizinische Produkte & Dienstleistungen

Fahrtragen-Systeme

Tragestühle/-sessel

Transport-Inkubatoren

Mobile Intensivsysteme

Notfallmedizin-Produkte

Früh-Defibrillation

Rettungsprodukte

Rollboards/Transferhilfen

Simulationssysteme

Auftragsentwicklung

Notfall-Management

Medizinische Seminare



**Zur Erfüllung der
Lastenhandhabungs-
verordnung**

Treppensteiger s-max D1604

Häufig erschweren Treppen den Einsatz, und Patienten müssen durch zwei Personen über eine oder mehrere Etagen getragen werden. Ein sicherer Transport durch nur einen Helfer ist so nicht möglich. Zusätzlich stellt das Tragen an sich eine extrem hohe körperliche Belastung des Personals dar.

Eine Lösung für dieses Problem bietet der Treppensteiger **s-max D1604** von AAT. Tragestühle von vielen Herstellern lassen sich nachträglich problemlos mit ihm nachrüsten.

Mit Hilfe des Treppensteigers ist bereits eine Person in der Lage, den Patienten bequem über Treppen zu transportieren. Das Gerät kann auf fast allen Treppen eingesetzt werden – Treppenbeläge werden durch den Einsatz nicht beschädigt.

Der **s-max D1604** wurde vom TÜV Rheinland in Kombination mit den Tragestühlen Dlouhy ecocraft light, Utila ALS 300 und Stollenwerk 6001 erfolgreich nach 1789:2007+A2:2014 durch einen Crash-Test geprüft.

Die Bedienung des **s-max D1604** ist ausgesprochen einfach. Eine stufenlos einstellbare Steiggeschwindigkeit erleichtert zudem das Überwinden von schwierigen Treppen und ermöglicht so eine optimale Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten.



Alle Vorteile auf einen Blick

- ComfortStep – für ein angenehmes Fahrgefühl
- automatische Bremsfunktion beim Abwärtssteigen
- gute Wendigkeit auch bei sehr engen Treppen
- erschütterungsarmer Steigvorgang
- einfache Bedienung

Der **s-max D1604** entspricht den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 2006/42/EG, 2007/47/EG und 93/42/EWG.

Gerne beraten wir Sie zu dieser Produktlinie weiterführend. **Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.**

Treppensteiger s-max D1604
Art-Nr.: 12317

technische Daten	s-max D1604
zulässiges Gesamtgewicht	180 kg
maximales Personengewicht	140 kg
Steiggeschwindigkeit* / Stufen pro Minute	8 – 23
Reichweite mit einer Akku-Ladung*	ca. 20 Stockwerke (entspricht 300 Stufen)
maximale Treppenstufenhöhe	220 mm
Breite	495 mm
Tiefe	212 mm
Höhe minimal / maximal	1150 mm / 1550 mm
Akku	2 x 12 V / 3,3 Ah
Gleichstrommotor	24 V / 200 W
Gewicht Steigeinheit	16,9 kg
Gewicht Akku-Pack	3,0 kg
Gesamtgewicht	23,3 kg

* Bei aktiviertem ComfortStep verringert sich die Steiggeschwindigkeit sowie die Reichweite. Technische Änderungen dienen dem Fortschritt und bleiben vorbehalten.

In diesem Prospekt sind Markennamen genannt, welche in mehreren Ländern eingetragene Marken der jeweiligen Firmen/Institutionen sind. Mefina Medical ist als Marke ebenfalls geschützt. Die im Prospekt gezeigten Abbildungen können vom Produkt abweichen.

Deutschland
Mefina Medical GmbH & Co. KG
Falkenberger Weg 42
D-40699 Erkrath
Telefon: +49 (0) 21 04 / 8 33 80 - 0
E-Mail: info@mefina-medical.de
Internet: mefina-medical.de

Österreich
Mefina Medical GmbH & Co. KG
Zweigniederlassung Linz
Industriezeile 47a
A-4020 Linz
Telefon: +43 (0) 7 32 / 93 16 40
E-Mail: info@mefina-medical.at
Internet: mefina-medical.at

