




### Standardspezifikationen

- Ein-Personen-Bedienung
- Roll-in Beladung mit zweistufigem Sicherheitsanschlag
- Übergroße Räder mit versiegelten Rollen und Radschiene
- Farbkodierte Bedienelemente
- Pulverbeschichtetes Gestell in Warnfarbe
- Robuste, leichte Aluminiumkonstruktion
- Schockposition, Knieknick (Bauchentlastung)/ Fußtieflage (Anti-Trendelenburg)
- Lenkungsarretierung am Kopfende
- Ergonomisches Lift-and-Grip-Design
- Sieben Höhenpositionen
- Radbremsten am Fußende
- Reflektierende Beschriftung
- Selbstauslöseschutz
- Abnehmbare Trage
- Ausziehbare Hebegriffe zur Einhandbedienung
- Integriertes Stoßdämpfer-System
- Einhandentriegelung
- Stufenlose pneumatische Verstellung der Rückenlehne
- Ein Vier-Punkt-Rückhaltesystem
- Becken- und Beingurt
- Schmiermittelfreie Wartung
- Geeignet zur Reinigung mit Hochdruckgeräten

### Zubehör

- Kopfteilverlängerung mit Kissen
- Kissen (nur bei Matratzen mit Sonderausstattung)
- Herunterklappbare Seitengitter zur Einhandbedienung
- Stabiles dreistufiges Infusionsstativ (rechts oder links)
- Verriegelungsstifte (DIN-Halterung)
- Ausziehbare Hebegriffe am Kopfende (Basisgestell)
- Trage mit Fixierschlaufe am Fußende
- Trage mit Fixierstange am Fußende

#### MECHANICAL SAFETY CERTIFICATION



Dieses Dokument ist nur für Personen aus medizinischen Fachkreisen bestimmt.

Dem behandelnden Arzt obliegt die Entscheidung für oder gegen die Verwendung bestimmter Produkte und Operationstechniken im individuellen Patientenfall. Stryker erteilt insofern keinen medizinischen Rat und empfiehlt eingehende Produktschulungen und Trainings vor der Verwendung der jeweiligen Produkte.

Die hierin enthaltenen Informationen sind dazu bestimmt, die Bandbreite des Stryker-Produktangebots darzustellen. Vor Verwendung eines Stryker-Produktes muss der behandelnde Arzt stets die Packungsbeilage, das Produktetikett und/oder die Bedienungsanleitung beachten.

Die dargestellten Produkte sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich, da die Verfügbarkeit von Produkten regulatorischen Einschränkungen und medizinischen Standards der einzelnen Märkte unterliegt. Bei Fragen zur Verfügbarkeit von Stryker Produkten in Ihrem Land wenden Sie sich bitte an Ihren Stryker Außendienstmitarbeiter.

Die Stryker Corporation oder ihre Tochtergesellschaften oder andere verbundene Unternehmen sind Inhaber, Nutzer oder Antragsteller der folgenden Marken und Dienstleistungszeichen: **M-1, Stryker**. Alle anderen Marken sind Marken ihrer jeweiligen Eigentümer bzw. Inhaber.

Die obigen Produkte tragen eine CE-Kennzeichnung gemäß der Medizinprodukteverordnung 93/42/EWG.

### Technische Daten

• <b>Modellnummer</b>	<b>6100</b>
• <b>Höhe<sup>1</sup></b>	
Position 1	37 cm
Position 2	62 cm
Position 3	76 cm
Position 4	88 cm
Position 5	96 cm
Position 6	100 cm
Position 7	33 cm
• <b>Länge</b>	197 cm
• <b>Breite</b>	56 cm
• <b>Gewicht<sup>2</sup></b>	33 kg
• <b>Räder</b>	
Durchmesser	15 cm
Breite	5 cm
• <b>Max. Beladegewicht</b>	228 kg
• <b>Empfohlene Ladehöhe</b>	69 - 79 cm
• <b>Min. benötigtes Bedienpersonal</b>	
Belegte Trage	1
Freie Trage	1
<b>Empfohlene Befestigungssysteme</b>	
Modell 6373	Center Mount DIN-Führung
Modell 6376	Center Mount, Straight Guide

### Technische Daten - Trage

	<b>Fußtieflage (Anti-Trendelenburg)</b>	<b>Knieknick Bauchentlastung</b>
• <b>Länge</b>	190 cm	190 cm
• <b>Breite</b>	56 cm	56 cm
• <b>Höhe</b>	18 cm	18 cm
• <b>Gewicht<sup>2</sup></b>	20 kg	22 kg
• <b>Max. Beladegewicht</b>	228 kg	228 kg
• <b>Verlängerungshandgriff</b>	20 cm	20 cm
• <b>Neigung</b>		
Rückenlehne	0° - 75°	0° - 75°
Schockposition	N/A	+17°
Knieknick (Bauchentlastung)	N/A	30°

### Garantie

- Zwei Jahre Garantie auf Ersatzteile, Reparatur- und Anfahrtskosten.

<sup>1</sup>Höhe gemessen ab der Matratzenunterseite an der Sitzfläche bis zum Boden.

<sup>2</sup>Tragengewicht, exklusive Matratze und Haltegurte.

Stryker behält sich das Recht vor, technische Daten ohne Vorankündigung zu ändern.

Deutschland  
Stryker GmbH & Co. KG  
Dr.-Homer-Stryker-Platz 1  
47228 Duisburg  
t: +49 2065 837-0  
f: +49 2065 837-837  
www.stryker.de

Schweiz  
Stryker Osteonics SA  
Dr. Homer Stryker Strasse 1  
2545 Selzach  
t: +41 32 641 6-950  
f: +41 32 641 6-955  
www.stryker.ch



Literaturnummer: MTXLSS45501DE  
MTX6640/GS 05/10

Copyright © 2010 Stryker

Österreich  
Stryker GmbH  
Euro Plaza, Gebäude G  
Am Euro Platz 2  
1120 Wien  
t: +43 1 813 2000  
f: +43 1 813 1616  
www.stryker.at